

レギュレーター
IM-055



2段減圧式の圧力調整器、インキュベーターで使用しやすいスケール表示ですので低圧領域での微妙な調整が簡単です。

1次圧力計 0~25Mpa
2次圧力計 0~0.3Mpa

集塵フィルターキット
IF-200(SCA/SMA-165に対応)
IF-80(SCA/SMA-80に対応)



浮遊する塵・カビ胞子をトラップし庫内汚染の発生を軽減させます。フィルターの材質は、ガラスペーパーで0.3μmのポアサイズです。

交換用フィルター IF-15

アクリル製小扉



扉開閉時の庫内環境の急激な変化を最小限にとどめます。

SCA/SMA-165対応
IM-102(2枚扉) W451×H234mm×2枚扉
IM-103(3枚扉) W451×H155mm×3枚扉
IM-104(4枚扉) W451×H116mm×4枚扉
IM-100(6枚扉) W451×H77mm×6枚扉

SCA/SMA-80対応
IM-802(2枚扉) W363×H184mm×2枚扉
IM-804(4枚扉) W363×H91mm×4枚扉

ガラス小扉セット
GAW-165DH/GAW-80DH



内側のガラス扉をガラス小扉セットに入れ替えて使用できます。乾熱滅菌時にも取り外す必要がありません。

GAW-165DH 163L用 W377×H126mm×3枚
GAW-80DH 80L用 W293×H126mm×2枚
ガラス材 t4mm強化ガラス

棚板・ブラケット



ステンレス鋼板製です。表面は滑らかで安定しています。ブラケットは、2本1組になっており取付けが簡単です。

SCA/SMA-165 棚板 165001
SCA/SMA-165 ブラケット 165002(2本/組)

SCA/SMA-80 棚板 800001
SCA/SMA-80 ブラケット 800002(2本/組)

半トレー (SCA/SMA-165に対応)



棚板1段に2ヶ入れることができます。材質により2種類用意されています。軽量なので取り扱いやすく作業効率を高めます。

アルミ半トレー 165003
ステンレス半トレー 165008

ガスガードシステム
GS-701



ガスボンベを2本接続し、使用中のボンベが空になると自動的に予備ボンベに切替える装置です。

外形寸法 W210×D340×H94mm
製品質量 4.5Kg 電源 AC100V1A

標準ガスアナライザー
AGA-2008



インキュベーター専用のガス濃度アナライザー、充電式バッテリー内蔵です。

CO₂測定範囲 0~18.0%
O₂測定範囲 0~22.0%
外形寸法 W150×D280×H187mm
製品質量 4.5Kg 電源 AC100V1A

163L専用標準架台
IM-011/IM-033



163Lインキュベーターを架台に固定できます。また架台を床や壁に固定させるツールが別途用意されています。

IM-011 インキュベーター架台(キャスター付)
W700×D635×H600mm
IM-033 インキュベーター架台(2連用キャスター付)
W700×D635×H150mm

80L専用標準架台
IM-811/IM-833



80Lインキュベーターを架台に固定できます。また架台を床や壁に固定させるツールが別途用意されています。

IM-811 インキュベーター架台(キャスター付)
W599×D504×H618mm
IM-833 インキュベーター架台(2連用キャスター付)
W599×D504×H272mm

⚠ 当社では、保証は製品のみを対象とし、製品の故障により誘発される損害は補償できませんので予めご了承ください。

株式会社 アステック

astec URL <http://www.astec-bio.com> E-mail info@astec-bio.com facebook <https://www.facebook.com/asteclaboratory>

発 売 元

本 社 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号
TEL (092) 935-5585 FAX (092) 936-6613

東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目3番1号秋葉原OSビル2F
TEL (03) 3834-4485 FAX (03) 3834-4626

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号新大阪上野東洋ビル9F
TEL (06) 6838-3108 FAX (06) 6305-4616

福岡営業所 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号アステックビル5F
TEL (092) 935-5685 FAX (092) 935-5581

札幌営業所 〒065-0014 札幌市東区北14条東15丁目3-5 S・Tビル5F B号室
TEL (011) 780-4485 FAX (011) 780-4488

代理店

ダイレクトヒート型

CO₂/マルチガス インキュベーター



研究室から生産現場へと多様化するユーザーニーズに対して
アステックは、幅広い製品群の中からBESTな1台を御提案致します！



※写真は、SCA-80DS(上)、SMA-80D(下)です。
(寸法単位=mm)

選べる4タイプ

標準タイプ

乾熱滅菌機能付

●乾熱滅菌による殺菌効果試験

検体：ダイレクトヒートCO₂インキュベーター SCA-165DS

試験概要：検体の槽内中央に生物学的インジケーター2枚を設置し、検体を作動させた。
作動終了後に検体内の生物学的インジケーターを取り出し、1枚は生菌数の測定を行ない、もう1枚は培地に接種し、37℃72時間培養後、菌の発育の有無を確認した。

生物学的インジケーター：

Bacillus subtilis (滅菌テスパーG[栄研器材株式会社]、1×10⁶/枚)

試験用培地及び培養条件：

菌数測定用培地：標準寒天培地[栄研器材株式会社]、37℃±1℃、72時間
増菌用培地：トリプトソイブイオン培地[栄研器材株式会社]、37℃±1℃、72時間