




最大200ch! インキュベーターの培養状況を記録、監視し異常な変化があれば段階的に携帯電話へメール送信いたします。



監視システム
L N 2 容器


■ 特長

- ① 段階的な警報出力。(携帯電話にメール送信)
- ② 警報時のデータ(トレンドグラフ等) 出力。
- ③ ネットワーク上でファイル呼び出し及びデータ解析可能。(オプション)
- ④ 日報、月報(データ及びデータ解析) 出力。
- ⑤ 全chのデータをCSVファイルで保存。
- ⑥ 増設が容易に行える。
- ⑦ メールアドレスは、最大200件まで登録可能
- ⑧ 警報内容の表示可能(ch・etc)

シーザス200 PS2103-J2S(お見積りは、お問い合わせ下さい)
 シーザス500 PS2103-J5N(お見積りは、お問い合わせ下さい)

■ 監視システムの各画面

ヒストリカルトレンド



データ、アラーム設定画面

インキュベーター監視画面

メール通報設定画面



日報

月報

Two screenshots of report screens. The left one is a '日報' (Daily report) for '2004年05月05日付' (May 5, 2004), showing a table with columns for 'No.', '品名', '単位', '平均', '最大', '最小', '標準', '変動', '平均', '標準', '変動'. The right one is a '月報' (Monthly report) for '2004年04月01日 ~ 2004年04月30日' (April 1, 2004 ~ April 30, 2004), showing a similar table structure for monthly data.