



Drop-less (マイクロドロップ無し) の環境で、
より安全に培養しませんか？


ジービーエス

GPS Dish

※エンドトキシンテスト (LAL < 0.03 EU/mL) ・1-CELL マウスエンブリオテスト済 (80%以上)

μDrop GPS®
(マイクロドロップ GPSディッシュ)

外寸62.5x15mm (フタ含む)




- マイクロドロップGPSディッシュは、内側縦横に配置された12個のウェルに**20μl**のメディウムを入れることができます。
- 外側ウェルは、トータル4mlのオイルや洗浄用メディウムを入れることができます。
- エンブリオアドレスによりウェルの位置確認が容易です。

品番	枚数 [10/Sleeve]	価格
MGPS-050	50枚	¥24,800 @496
MGPS-100	100枚	¥45,600 @456
MGPS-500	500枚	¥204,000 @408

4-Well GPS® Dish
(4ウェルGPSディッシュ)

外寸62.5x15mm (フタ含む)




- 大型の4つのすり鉢形状GPSウェルは胚の視認性を向上し胚操作を容易にします。
- GPSウェルの最深部に胚が常に留まりますので、観察時に胚が簡単に見つかります。
- 大型GPSウェルにオイルを被膜することでオイルの使用量を減少できます。
※大きなウェル: 300μl 小さなウェル: 100μl

品番	枚数 [10/Sleeve]	価格
4GPS-050	50枚	¥20,000 @400
4GPS-100	100枚	¥38,000 @380
4GPS-500	500枚	¥170,000 @340

Embryo GPS®
(エンブリオ GPSディッシュ)

外寸62.5x15mm (フタ含む)



- エンブリオGPSディッシュは、中央部の3つのウェルに**約100μl**、円周上に配置された8つのウェルに**約50μl**のメディウムを入れることができ、マイクロドロップを作成する作業を大幅に省くことができます。
- 培養中にマイクロドロップが壊れてしまうことがなく、安全性が大きく上昇します。
- 胚に対して、常に同じ焦点距離と位置を保ち、観察に要する時間が大幅に減少します。

品番	枚数 [10/Sleeve]	価格
EGPS-050	50枚	¥20,000 @400
EGPS-100	100枚	¥38,000 @380
EGPS-500	500枚	¥170,000 @340

Universal GPS®
(ユニバーサル GPSディッシュ)

外寸62.5x15mm (フタ含む)




- ユニバーサルGPSディッシュは、中央部の2つのウェルに**約150μl**、円周上に配置された8つのウェルに**約100μl**のメディウムを入れることができ、マイクロドロップを作成する作業を大幅に省くことができます。
- 中央部の2つのウェルは大きくデザインされ、媒精作業でも充分使用できます。
- 胚に対して、常に同じ焦点距離と位置を保ち、観察に要する時間が大幅に減少します。

品番	枚数 [10/Sleeve]	価格
UGPS-050	50枚	¥20,000 @400
UGPS-100	100枚	¥38,000 @380
UGPS-500	500枚	¥170,000 @340

Embryo Corral®
(エンブリオ コーラルディッシュ)

外寸62.5x15mm (フタ含む)



- エンブリオコーラルディッシュは、中の2つの大きなウェルが、**120μl**あり、培養液は循環できる4つの部屋に区別されています。
- シングル培養、成長因子の相互作用が期待できるグループ培養に適します。
- 外側8つのウェルは**50μl**あり、培養、洗浄用として使用できます。

品番	枚数 [10/Sleeve]	価格
EMBC-050	50枚	¥48,000 @960
EMBC-100	100枚	¥96,000 @960
EMBC-500	500枚	¥420,000 @840

IVF 消耗品