



ICSI他作業の為の一貫した 高品質のマイクロツール


サンライト・メディカル社は各ロット間において高い品質再現性をもとに、高精度で低価格な費用対策効果の高い製品を提供致します。

包装：個別包装 10包装/箱
滅菌方法：γ線滅菌
保存条件：室温保存

品質

- ① サンライトマイクロピペットはARTや顕微操作フィールド専門科学者の監督指導のもとに設計されました。
- ② 各マイクロピペットは管理された環境の中で高い訓練を受けた技術者によって丁寧に製造され、個々に品質の検査が施されています。
- ③ 高い品質を保証するために、材料や手順等各ピペットに携わった人員のトレーサビリティが管理されています。


ICSIインジェクションピペット※ ¥24,500 10/BOX



カタログ番号※	外径	内径	ベベル角度	アングル角度
SIC-40V-30L	5.5-6μm	4.0μm	20-25°	30°
SIC-40V-30	5.5-6μm	4.0μm	20-25°	30°
SIC-45V-30L	6μm	4.5μm	30°	30°
SIC-45V-30	6μm	4.5μm	30°	30°
SIC-45V-XX	6μm	4.5μm	30°	20°/30°/35°
SIC-50V-30L	7μm	5.0μm	30°	30°
SIC-50V-30	7μm	5.0μm	30°	30°
SIC-50V-XX	7μm	5.0μm	30°	20°/30°/35°
SIC-55W-XX	7μm	5.5μm	40°	20°/30°/35°

※カタログ番号末尾の"XX"には、アングル角度を入れてください。 ※Lタイプシャンクの長さは1mmです。


ICSIインジェクションピペット ¥27,800 10/BOX



スムージング加工イメージ図

カタログ番号	外径	内径	ベベル角度	アングル角度
SIC-40Y-30L	5.5-6μm	4.0μm	20-25°	30°

ホールディングピペット※ ¥15,800 10/BOX



カタログ番号※	外径	内径	アングル角度
SHP-70S-30	70μm	10~15μm	30°
SHP-90-30	90μm	20μm	30°
SHP-100-XX	100μm	20μm	20°/30°/35°
SHP-120-XX	120μm	20μm	20°/30°/35°
SHP-120B-XX	120μm	30μm	20°/30°/35°
SHP-130B-30	130μm	30μm	30°

※カタログ番号末尾の"XX"には、アングル角度を入れてください。

- ホールディングピペットはICSIや他の顕微操作の間、卵母細胞又は胚のポジションを保持するために使用します。
- 内径は20μm、外径は90μm、100μm、120μmの3種類があります。
- Bシリーズは卵丘細胞が付着している卵母細胞を保持する際に使用し、内径は30μm、外径は120μm、130μmの2種類があります。
- ホールディングピペットは20°、30°、35°、3種類のアングル角度があり、シャンクの長さは650μmです。

Zona ドリル / アシストハッチングピペット※ ¥20,000 10/BOX



カタログ番号※	内径	先端形状	アングル角度
SZD-10-30	8-10μm	フラット	30°
SZD-12-30	10-12μm	フラット	30°

- Zonaドリル / アシストハッチングピペットはアシストハッチングやバイオプシー操作に使用します。
- サイズが内径8-10μmと10-12μmの2種類あります。
- 全てのZonaドリル / アシストハッチングピペットはアングル角度30°で、のシャンクの長さは550μmです。

ブラストマイヤーバイオプシーピペット※

カタログ番号※	内径	先端形状	アングル角度	価格
SBB-30Z-30	30μm	フラット	30°	¥21,500
SBB-35Z-30	35μm	フラット	30°	
SBB-40Z-30	40μm	フラット	30°	
SBB-30X-30	30μm	傾斜	30°	¥24,000
SBB-35X-30	35μm	傾斜	30°	
SBB-40X-30	40μm	傾斜	30°	

極体バイオプシーピペット※

カタログ番号※	内径	先端形状	アングル角度	価格
SPB-15Z-30	13-15μm	フラット	30°	¥21,500
SPB-15X-30	13-15μm	傾斜	30°	¥24,000
SPB-15S-30	13-15μm	穂状	30°	¥26,000

PZDニードルピペット※

カタログ番号	アングル角度	価格
SPD-30	30°	¥19,000

※全てのピペットは1箱10本入です。