

## クライオボックス／クライオフィーズラック／カードボックス



クライオボックス      クライオフィーズラック      カードボードボックス

クライオボックス／クライオフィーズラックはポリカーボネイト製で耐久性に優れ繰り返し使用することができます。1.2、2.0mlのアウター、インナーキャップのいずれも収納可能。カードボードボックスは耐久性の高い紙製のボックスで、経済的です。頻繁に出し入れの必要がない保存に便利です。

### クライオボックス

100本用(10ヶ入)	5026-1010	133×133×52mm	¥35,000
25本用(8ヶ入)	5025-0505	76×76×52mm	¥18,000

### クライオフィーズラック

100本用(5ヶ入)	ACF-100B	132×132×53mm	¥8,800
25本用(5ヶ入)	ACF-25R	75×75×52mm	¥5,200


### カードボードボックス

100本用(10ヶ入)	BT1-100CB	132×132×51mm	¥10,000
25本用(10ヶ入)	BT1-25CB	76×76×52mm	¥10,000

## LABS/Kシリーズ用ラック

大型容器LABSおよびKシリーズでの保存用ラックです。25本、100本用ボックスとケーンを収納可能です。ステンレス、アルミ製どちらでも対応できます。ボックスラックは13段(LABS94K用は15段)、ケーン用キャニスターのサイズは67mm×67mm×279mmです。


フルサイズラック(100本用ボックス収納)	1 3 - 2 S	140×143×722mm	¥24,000
1/4サイズラック(25本用ボックス収納)	1 3 - 2 N	85×80×718mm	¥19,000
ケーン用ラック(キャニスター8個含む)	BT1-R11K	140×143×660mm	¥35,000
ケーン用ラック(キャニスター2個含む)	BT1-R12K	73×76×660mm	¥15,000



## ケーン

バイアル、チューブやゴブレットを装着します。アルミ製で着脱が容易、丈夫です(長さ29cm)。1袋50本入りです。

DIA Cane	2本立	16.0mm径	5mlアンプル用	¥12,000
1-B	6本立	11.0mm径	1/0.7mlアンプル用	¥5,000
1-C	2本立	11.0mm径	9.2/10mmゴブレット用	¥5,000
1-CC	2本立	12.5mm径	13mmゴブレット用	¥5,000
1-D	6本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥5,000
1-E	5本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥5,000
1-F	2本立	22.0mm径	10mlアンプル用	¥12,000
1-G	2本立	7.6mm径	7.1mmゴブレット用	¥5,000



## ゴブレット

ストローでのサンプル保存に最適です。(1袋100本入)


	ストロー収納数		価格
	0.25cc	0.5cc	
7.1mm PA001	5本	—	¥7,200
9.2mm PA004	10本	5本	¥7,200
10mm PA005	12本	5本	¥7,200
13mm PA003	25本	10本	¥7,200



## クライオスリーブ

ケーンに装着したチューブやゴブレットの脱落を防止します。

C-1000(100本入) ¥13,000



## IDタグ

ケーンに上部に取り付けることによりサンプルを識別できます。

IDタグ (緑・青・赤・黄・白各20枚) ID-C ¥3,000



## ディッパー

容器内の液体窒素を少量汲み出す際にお使いください。

12ml R018-8C50	25×40×483mm	¥23,000
60ml BT1-DIP	43×52×685mm	¥14,000
100ml DIP3	42×100×685mm	¥29,000
200ml DIP4	57×103×730mm	¥32,000

液体窒素の取扱には細心の注意をお配り下さい。

## アルミ製タル台車

重量センサ付(液体窒素レベル監視装置)もあります。容器の運搬に便利で経済的です。各サイズ揃っておりますので適したモデルをお選びください。

規格	直径	適用容器	価格
T018	395mm	XTL8, XT20, XT21, HCL12, HC20, LD25	¥29,000
T033	475mm	LS750, XT34, HC34, (V)HC35, LD35, LD50	¥33,000
T005	683mm	LS3000, LS4800, LS6000	¥35,000

※床から台座までの高さ10cm

## フレキシブルホース

デュワー用分注を用いて少し離れた容器への分注を行う際に使用します。ステンレス製です。

1m	IW10	¥42,000
1.5m	IW15	¥45,000



## デュワー用分注器

容器内の圧力を利用して液体窒素を汲み上げて分注します。

適用モデル: LD25LD35LD50	
D050-8C00	¥132,000



## ツイザー

誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。挟む部分が鋸状になっています。

ツイザー(1m) ¥31,000



## スケール

容器内の液体窒素水位の測定に使用します。柔軟性があり、あらゆる容器に対してお使いいただけます。

R033-8C11 ¥3,000

