


## クライオフリーズラック／カードボードボックス



クライオフリーズラック



カードボードボックス

クライオフリーズラックはポリカーボネイト製で耐久性に優れ繰り返し使用することができます。1.2、2.0mlのアウトター、インナーキャップのいずれも収納可能。カードボードボックスは耐久性の高い紙製のボックスで、経済的です。頻繁に出し入れの必要がない保存に便利です。

### クライオフリーズラック

100本用(5ヶ入)	ACF-100B	132×132×53mm	¥8,800
81本用(5ヶ入)	ACF-81Y	132×132×53mm	¥7,400
25本用(5ヶ入)	ACF-25R	75×75×52mm	¥5,200


### カードボードボックス

100本用(10ヶ入)	BT1-100CB	132×132×51mm	¥10,000
25本用(10ヶ入)	BT1-25CB	76×76×52mm	¥10,000

## LABS/Kシリーズ用ラック

大型容器LABSおよびKシリーズでの保存用ラックです。25本、100本用ボックスとケーンを収納可能です。ステンレス、アルミ製どちらでも対応できます。ボックスラックは13段(LABS94K用は15段)、ケーン用キャニスターのサイズは67mm×67mm×279mmです。


フルサイズラック(100本用ボックス収納)	1 3 - 2 S	140×143×722mm	¥24,000
1/4サイズラック(25本用ボックス収納)	1 3 - 2 N	85×80×718mm	¥19,000
ケーン用ラック(キャニスター8個含む)	BT1-R11K	140×143×660mm	¥35,000
ケーン用ラック(キャニスター2個含む)	BT1-R12K	73×76×660mm	¥15,000



## ケーン

バイアル、チューブやゴブレットを装着します。アルミ製で着脱が容易、丈夫です(長さ29cm)。1袋50本入りです。

DIA Cane	2本立	16.0mm径	5mlアンプル用	¥12,000
1-B	6本立	11.0mm径	1/0.7mlアンプル用	¥5,000
1-C	2本立	11.0mm径	9.2/10mmゴブレット用	¥5,000
1-CC	2本立	12.5mm径	13mmゴブレット用	¥5,000
1-D	6本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥5,000
1-E	5本立	11.6mm径	1.2/2mlバイアル用	¥5,000
1-F	2本立	22.0mm径	10mlアンプル用	¥12,000
1-G	2本立	7.6mm径	7.1mmゴブレット用	¥5,000




## ゴブレット

ストローでのサンプル保存に最適です。(1袋100本入)

	ストロー収納数			
	0.25cc	0.5cc		
7.1mm PA001	5本	—	¥7,200	
9.2mm PA004	10本	5本	¥7,200	
10mm PA005	12本	5本	¥7,200	
13mm PA003	25本	10本	¥7,200	

## クライオスリーブ

ケーンに装着したチューブやゴブレットの脱落を防止します。



C-1000(100本入) ¥19,000

## IDタグ



ケーンに上部に取り付けることによりサンプルを識別できます。

IDタグ (緑・青・赤・黄・白各20枚) ID-C ¥3,000

## ディッパー

容器内の液体窒素を少量汲み出す際にお使いください。

12ml R018-8C50	25×40×483mm	¥23,000
60ml BT1-DIP	43×52×685mm	¥14,000
100ml DIP3	42×100×685mm	¥29,000
200ml DIP4	57×103×730mm	¥32,000

液体窒素の取扱には細心の注意をお配り下さい。

## フレキシブルホース

デュウ用分注器を用いて少し離れた容器への分注を行う際に使用します。ステンレス製です。

1m	IW10	¥42,000
1.5m	IW15	¥45,000

## デュウ用分注器

容器内の圧力を利用して液体窒素を汲み上げて分注します。

適用モデル: LD25LD35LD50	
D050-8C00	¥132,000

## アルミ製タル台車

重量センサ付(液体窒素レベル監視装置)もあります。容器の運搬に便利で経済的です。各サイズ揃っておりますので適したモデルをお選びください。

規格	直径	適用容器	
T018	395mm	XTL8, XT20, AI21, HCL12, HC20, LD25	¥36,000
T033	475mm	LS750, XT34, HC34, (V)HC35, (V)HC38, LD35, LD50	¥39,000
T005	695mm	LS3000, LS4800, LS6000	¥43,000

※床から台座までの高さ10cm

## ツイザー

誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。挟む部分が鋸状になっています。

ツイザー(1m)	¥31,000
----------	---------

## スケール

容器内の液体窒素水位の測定に使用します。柔軟性があり、あらゆる容器に対してお使いいただけます。

R033-8C11	¥3,000
-----------	--------