




ASTECの各サーマルサイクラーに完全にフィットするように作られていますので高い再現性をお約束致します。


■純正だからピッタリ安心!!

- ① チューブは、バージンポリプロピレン製でクリアーです。
- ② 壁面が非常に薄く熱伝導性に優れています。
- ③ DNase、RNase、Pyrogenフリーの生物学的物質のコンタミネーションを防ぐ製法で製造されます。


キャップは、軽く押し込むだけで、しっかりしたシールができます。




0.2ml 8連




0.2ml 8連キャップ



AP-96




AP-96HS




AM-96




Flat
0.5ml



Dome
0.2ml



Flat
0.2ml



シーリングフィルム



シーリング用ローラー

※1 AT-02F チューブは、PC812には、適合しませんのでご注意ください。



プレートとシーリングフィルムでの組み合わせでGene Atlas使用時のサンプルの気化を防ぎます。

フィルムパット
AFC-Pad 5枚/袋 ¥20,000

品名	型式	容量/入数	価格
シンウォールチューブドーム	AT-02D	0.2ml 1000本/箱	¥6,800
シンウォールチューブフラット※1	AT-02F	0.2ml 1000本/箱	¥6,800
8連シンウォールチューブ	AT-028	0.2ml 125個/袋	¥11,800
8連シンウォールキャップ	AC-028	125個/袋	¥2,600
シンウォールチューブフラット	AT-05F	0.5ml 1000本/箱	¥6,000
96穴プレート ノンスカート	AP-96	10枚/袋	¥4,800
96穴プレート用シリコンラバーマット	AM-96	10枚/袋	¥8,000
96穴プレート ハーフスカート	AP-96HS	10枚/袋	¥5,700
ポリエステルシーリングフィルム (リアルタイムPCR対応、圧着式)	AUC-500	100枚/箱	¥33,000
ポリプロピレンシーリングフィルム (粘着式)	AB-TS	100枚/箱	¥7,500
シーリング用ローラー	AT329	1個	¥5,400

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。