

# ASTEC Pipette

— アステックピペット —



信頼の技術と精度で  
より良いピペットを実現しました



インジェクション (スムーズタイプ)	外径	内径	ベベル角	アングル角	シャンク長	定価
AI40xx-YL	5.5-6 $\mu$ m	4.0 $\mu$ m	20-25°	20/30/35°	1.0 mm	27,800 円
インジェクション (ノーマルタイプ)	外径	内径	ベベル角	アングル角	シャンク長	定価
AI40xx-VL	5.5-6 $\mu$ m	4.0 $\mu$ m	20-25°	20/30/35°	1.0 mm	24,500 円
AI40xx-V	5.5-6 $\mu$ m	4.0 $\mu$ m	20-25°	20/30/35°	0.55 mm	24,500 円
AI45xx-VL	6 $\mu$ m	4.5 $\mu$ m	30°	20/30/35°	1.0 mm	24,500 円
AI45xx-V	6 $\mu$ m	4.5 $\mu$ m	30°	20/30/35°	0.55 mm	24,500 円
AI50xx-VL	7 $\mu$ m	5.0 $\mu$ m	30°	20/30/35°	1.0 mm	24,500 円
AI50xx-V	7 $\mu$ m	5.0 $\mu$ m	30°	20/30/35°	0.55 mm	24,500 円
ホールディング	外径	内径	アングル角		シャンク長	定価
AH7030-S	70 $\mu$ m	10-15 $\mu$ m	30°		0.65 mm	15,800 円
AH9030	90 $\mu$ m	20 $\mu$ m	30°		0.65 mm	15,800 円
AH9030-L	90 $\mu$ m	20 $\mu$ m	30°		1.0 mm	15,800 円
AH100xx	100 $\mu$ m	20 $\mu$ m	20/30/35°		0.65 mm	15,800 円
AH120xx	120 $\mu$ m	20 $\mu$ m	20/30/35°		0.65 mm	15,800 円
AH120xx-B	120 $\mu$ m	30 $\mu$ m	20/30/35°		0.65 mm	15,800 円
AH13030-B	130 $\mu$ m	30 $\mu$ m	30°		0.65 mm	15,800 円
PZD	アングル角			シャンク長	定価	
AP30	30°			0.55 mm	19,000 円	
プラストマイヤーバイオプシー	内径	アングル角		シャンク長	先端形状	定価
AB3030-Z	30 $\mu$ m	30°		0.55 mm	フラット	21,500 円
AB3530-Z	35 $\mu$ m	30°		0.55 mm	フラット	21,500 円
AB4030-Z	40 $\mu$ m	30°		0.55 mm	フラット	21,500 円
AB3030-X	30 $\mu$ m	30°		0.55 mm	ベベル	24,000 円
AB3530-X	35 $\mu$ m	30°		0.55 mm	ベベル	24,000 円
AB4030-X	40 $\mu$ m	30°		0.55 mm	ベベル	24,000 円
Zonaドリル / アシストハッチング	内径	アングル角		シャンク長	先端形状	定価
AZ1030	8-10 $\mu$ m	30°		0.55 mm	フラット	20,000 円
AZ1230	10-12 $\mu$ m	30°		0.55 mm	フラット	20,000 円

※ xxはアングル角度を記入ください。

※ すべて1箱10本入りです。

**お問い合わせ**

(株)アステック 東京営業所 TEL(03)3834-4485 大阪営業所 TEL(06)6838-3108  
 福岡営業所 TEL(092)935-5685 札幌営業所 TEL(011)780-4485  
 海外事業部 TEL(092)935-5666