


CO₂/マルチガスインキュベーター用 VOC除去フィルター



アステックのCO₂/マルチガスインキュベーター用VOCフィルターは、
あなたに必要な安心・安全な培養環境をご提供致します！

**01**

粒状の活性炭により優れたVOC除去率を実現

02

コンパクトかつ軽量で設置が容易に

03

CEマークつきでEUの安全基準をクリア

業界最高の コストパフォーマンスを ご提供致します



- マイクロカーボン技術で最大限にまで拡張されたフィルター面積を実現しています。
- 0.22 μ の疎水性の膜フィルターと粒状の活性炭フィルターで効果的にVOCを除去します。
- HEPAフィルターを内蔵し、VOC以外の微細な物質も除去します。
- 軽量且つコンパクトである為、設置スペースを選ばず取付け・取り外しが容易です。



専用コネクター
VFAS-CNC02 (2個)



専用ホルダー
VFAS-HLD01

製品名	交換頻度	型式	定価
CO ₂ /マルチガスインキュベーター用 VOC除去フィルター	6ヶ月	VFAS-002	¥45,000 ※2本セット
専用コネクター	—	VFAS-CNC02	¥3,500
専用ホルダー	—	VFAS-HLD01	¥3,500

製造販売元 株式会社 アステック



本社 TEL:(092)935-5585
東京 TEL:(03)3834-4485
大阪 TEL:(06)6838-3108
福岡 TEL:(092)957-0760
名古屋 TEL:(052)526-1618
札幌 TEL:(011)780-4485

販売代理店