

LIFE SCIENCE SUPPORT CAMPAIGN  
**その他のキャンペーン製品**

**ゲル撮影装置**

限定  
10セット



画像・操作性を追求した簡易ゲル撮影装置

- ゲル撮影専用ソフト(Astecimager)
- 覗き窓の大型化
- 高感度CCDカメラ
- 場所を選ばない省スペース設計

ゲル撮影装置 GelScene GS-GU

特別価格 300,000円(税抜)  
**330,000円**(税込)

[オプション製品]  
 UVトランスイルミネーター UVA-15

特別価格 175,000円(税抜)  
**192,500円**(税込)



**液体窒素保存容器**

世界80か国以上で導入実績を誇る、凍結保存のトップリードメーカーのIC Biomedical。スーパーインシュレーションによる高い断熱性と、高度な真空技術が優れた性能を発揮。アステック・IC Biomedicalの保存容器はお客様の安心を第一に長期真空保証を提供します。\*機種により3年~5年の真空保証

定価より  
**30%以上  
 OFF**



Kシリーズ 大量試料保存用容器  
 ※3年間真空保証



LSシリーズ ラック式凍結保存容器  
 ※3年間真空保証



XT/XTL/TWシリーズ 長期保存用容器  
 ※5年間真空保証



HC/TWシリーズ 多量試料保存用容器  
 ※5年間真空保証



CXシリーズ 試料運搬用容器  
 ※3年間真空保証



LDシリーズ 液体窒素運搬用容器  
 ※5年間真空保証

Astec SPECIAL CAMPAIGN

科学の未来をサポート

**LIFE SCIENCE  
 応援キャンペーン**

2024.10.1<sup>日</sup> - 2025.3.31<sup>月</sup>

※2025年3月31日までにご注文いただいた製品が対象

注目  
製品

優れたパフォーマンスを持った国産マシーン

サーマルサイクラー  
 GeneAtlas  
 Gシリーズ

特別価格

416,000円(税抜)

**457,600円**(税込)

**35%  
 OFF**



astec 株式会社アステック

〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4-6-15  
 TEL:092-935-5585

[HP] <https://www.astec-bio.com>  
 [ECサイト] <https://www.astec-mkt.com>



アステック本社HP

お問合せ先

■名古屋営業所  
 TEL:052-526-1618  
 nagoya@astec-bio.com

■札幌営業所  
 TEL:011-780-4485(代)  
 sapporo@astec-bio.com

■大阪営業所  
 TEL:06-6838-3108  
 osaka@astec-bio.com

■東京営業所  
 TEL:03-3834-4485(代)  
 tokyo@astec-bio.com

■福岡営業所  
 TEL:092-957-0760  
 fukuoka@astec-bio.com

担当者名

連絡先

astec



# キャンペーン製品 LINE UP!

## サーマルサイクラー GeneAtlas G/Sシリーズ


サーマルサイクラーGeneAtlasは、優れたパフォーマンスを持った国産マシーン

### サーマルサイクラー GeneAtlas G02

特別価格 416,000円(税抜)  
**457,600円**(税込)

### サーマルサイクラー GeneAtlas S02/05

特別価格 370,000円(税抜)  
**407,000円**(税込)



サンプルフォルダ変更可能  
(オプション) / 0.5ml×54本



**35% OFF**  
(Gシリーズ)

### 製品の特徴

#### 1 正確な温度制御

マイクロプロセッサによるデジタルPID制御でサンプル温度を正確に制御。温度制御精度±0.1℃




#### 2 高い操作性と視認性

新型TFTカラー液晶タッチパネル採用により軽快なタッチ操作が可能。さらに大画面5.7インチ高解像度TFTカラー液晶は、テーブル表示・グラフ表示による高い視認性を提供。



#### 3 グラジエント機能搭載 (Gタイプのみ)

最大±30℃、12段階のグラジエント機能搭載。アニーリング温度条件の検討などが可能。



#### 4 LOGデータ取得とインターフェース

メモリーカードにて使用履歴、動作履歴、エラー履歴の保存取りだしが可能。また装置間でのプロトコール移動(CSV)、PCでの編集、またLogデータ(Txt)の書き出しが可能。

## サーマルサイクラー GeneAtlas Eシリーズ



コストパフォーマンスを重視した96wellプレートに対応したスタンダードモデル。

### サーマルサイクラー GeneAtlas E02/05

特別価格 390,000円(税抜)  
**429,000円**(税込)

## サーマルサイクラー GeneAtlas Kシリーズ



コストパフォーマンスに優れた固定ブロック小本数タイプ。コンパクトなデザインで作業スペースの無駄を省きます。

### サーマルサイクラー GeneAtlas K02/05

特別価格 295,000円(税抜)  
**324,500円**(税込)

## ブロックインキュベーター シリーズ



BI-516シリーズの後継モデル。30年以上積み上げた独自ノウハウ機構をそのまま継承。温度スピードの早さ・精度はそのままに操作性とデザイン性を向上。

ブロックインキュベーター BI-234C  
定価: 250,000円(税抜) / 275,000円(税込)

ブロックインキュベーター BI-234H  
定価: 160,000円(税抜) / 176,000円(税込)

#### キャンペーン内容 ブロックサービス

[ サンプルホルダーの種類 ]  
TM4-0280 0.2ml×80本  
TM4-00548 0.5ml×48本 / TM4-01530 1.5ml×30本  
TM4-005/015 0.5ml×24本, 1.5ml×15本混合  
TM4-02030 2.0ml×30本 / TM4-15012 15ml×12本  
TM-4-00 スライドガラス用



温度上昇・下降スピードを重視したアルミブロックタイプ恒温槽。3ステップのプログラム機能が標準装備。カバーヒーター付きモデルも販売。

ブロックインキュベーター BI-526  
定価: 340,000円(税抜) / 374,000円(税込)

ブロックインキュベーター BI-526T  
定価: 350,000円(税抜) / 385,000円(税込)

#### キャンペーン内容 ブロックサービス

[ サンプルホルダーの種類 ]  
TM-02 0.2ml×80本  
TM-05 0.5ml×48本  
TM-15 1.5ml×30本  
TM-20 0.5ml×24本, 1.5ml×15本混合  
TM-00 スライドガラス用



BI-526シリーズの特徴を備えた上で、カバーヒーターが付いたモデル(BI-536T)。大容量ブロックにより、96ウェルプレートの使用可能。

ブロックインキュベーター BI-536  
定価: 360,000円(税抜) / 396,000円(税込)

ブロックインキュベーター BI-536T  
定価: 395,000円(税抜) / 434,500円(税込)

#### キャンペーン内容 ブロックサービス

[ サンプルホルダーの種類 ]  
TM-960 0.2ml×96本  
TM-050 0.5ml×77本  
TM-150 1.5ml×40本  
TM-200 0.5ml×35本, 1.5ml×20本混合  
TM-000 スライドガラス用

※ブロックサービスは各商品ご購入につき、上記より1種類選択いただけます。